

MEIKO TopCut H

Rozřezávací zařízení na sáčky s močí a výměšky
a držák nádob pro veškeré běžné sanitární nádobí v jednom



MEIKO TopCut H

Proměňte svou myčku podložních mís MEIKO na řezačku odpadu

BEZPEČNÁ A HOSPODÁRNÁ

Díky multifunkčnímu univerzálnímu držáku nádob *TopCut H* s integrovanou řezačkou na sáčky s močí a výměšky bude Vaše myčka podložních mís MEIKO ještě flexibilnější:

- na čištění a dezinfekci v praxi běžně používaného sanitárního nádobí
- nebo k bezproblémovému rozřezávání, vyprazdňování a dezinfikování sáčků na moč a výměšky s tekutým obsahem

Sanitární nádobí a různé typy sáčků lze střídavě vyprazdňovat, čistit a dezinfikovat v jednom a tom samém držáku. Lze použít do všech myček podložních mís od firmy MEIKO, ať už s manuálními nebo automatickými dvířky (volitelné příslušenství).

VÝHODY

- Flexibilní použití
- Snížení objemu odpadu
- Snížení poplatků za odpad
- Bezpečnost pro personál a pacienty – díky rozřezávání v uzavřeném systému
- Dezinfekce uvnitř zařízení
- Efektivní ochrana před pořezáním

V PRAXI PROSTĚ ABSOLUTNÍ JEDNIČKA

TopCut H přesvědčí v praktickém používání jednoduchým a spolehlivým zacházením. Integrovaný nůž se vysune až tehdy, když jsou dvířka myčky téměř zavřená. Při otevření dvířek mycí komory se automaticky vrátí do bezpečné výchozí polohy.

- Hygienické a bezpečné rozřezávání
- Rychlé a snadné vkládání sáčků
- Na požádání lze používat mnoho dalších typů sáčků



TopCut H
jako držák nádob

TopCut H
jako rozřezávací zařízení




Zařízení *TopCut H* je navrženo pro veškeré běžné sanitární nádobí a mnoho typů sáčků

MEIKO Clean Solutions Czech s.r.o.
Voctarova 2449/5, Liben · 180 00 Praha 8, Česká republika
Telefon +420 774 441 660 · office@meiko.cz · www.meiko.cz

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Rakousko
Telefon +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

Výrobce:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Německo
Telefon +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Nižší poplatky za odpad díky snížení objemu odpadu



780.060.01.07.24/CZ/

Vyhrazujeme si právo měnit specifikace v rámci vylepšování našich výrobků.