


MEIKO TopCut H

Aufschneidevorrichtung für Urin- und Sekretbeutel
und Gefäßhalter für alle gängigen Pflegegeschirre in einem



MEIKO TopCut H

Verwandeln Sie Ihren MEIKO Steckbeckenspüler in einen Aufschneider

SICHER UND WIRTSCHAFTLICH

Dank dem multifunktionalen Universalgefäßhalter *TopCut H* mit integriertem Urin- und Sekretbeutelschneider wird Ihr MEIKO Steckbeckenspüler noch flexibler:

- für das Reinigen und Desinfizieren von in der Praxis gebräuchlichem Pflegegeschirr
- oder für das problemlose Aufschneiden, Entleeren und Desinfizieren von Urin- und Sekretbeuteln mit dünnflüssigem Inhalt.

Pflegegeschirre und verschiedene Beuteltypen können abwechselnd in demselben Halter entleert, gereinigt und desinfiziert werden. Einsetzbar in alle Steckbeckenspüler von MEIKO, ob mit manueller oder automatischer Gerätetür (Option).

VORTEILE

- Flexible Anwendung
- Verringerung des Müllvolumens
- Reduzierung der Abfallgebühren
- Sicherheit für Personal und Patienten – durch Aufschneiden im geschlossenen System
- Desinfektion im Gerät
- Effektiver Schnittschutz

EINFACH TOP IN DER PRAXIS

TopCut H überzeugt im Praxisbetrieb durch einfache und zuverlässige Handhabung. Das integrierte Messer fährt erst aus, wenn die Gerätetür fast geschlossen ist. Beim Öffnen der Waschkammertür geht es automatisch in die geschützte Ausgangsposition zurück.

- Hygienisches und sicheres Aufschneiden
- Einfaches und schnelles Einsetzen der Beutel
- Auf Anfrage viele weitere Beuteltypen einsetzbar



Der TopCut H als Gefäßhalter

Der TopCut H als Aufschneidevorrichtung



Der *TopCut H* ist konzipiert für alle gängigen Pflegegeschirre und viele Beuteltypen

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.de

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Weniger Abfallgebühren durch Reduzierung des Müllvolumens

