

MEIKO TopCut H

Support de chargement polyvalent pour ustensiles de soins
et vidange sécurisée des poches de recueil



MEIKO TopCut H

Transformez votre laveur-désinfecteur MEIKO en un dispositif de vidange et désinfection des poches

SÛR ET ÉCONOMIQUE

Avec le *TopCut H*, votre laveur-désinfecteur MEIKO devient encore plus polyvalent grâce au support de chargement polyvalent :

- pour le nettoyage et la désinfection d'ustensiles de soins courants
- pour la vidange et la désinfection des poches d'urine et autres liquides biologiques.

En effet, il permet de vider, nettoyer et désinfecter les ustensiles de soins et différents types de poches. Utilisable dans tous les laveurs-désinfecteurs MEIKO, qu'ils soient à porte manuelle ou automatique.

AVANTAGES

- Utilisation polyvalente
- Réduction du volume de déchets
- Réduction des coûts de déchets
- Sécurité - la poche est percée en système fermé
- Désinfection dans le laveur-désinfecteur
- Protection efficace contre les risques de coupure

UN SYSTÈME ULTRA-EFFICACE

L'utilisation du *TopCut H* est simple et fiable. Le couteau intégré ne sort que lorsque la porte du laveur-désinfecteur se ferme. À l'ouverture de la chambre de lavage, il revient automatiquement à sa position initiale.

- Perçage hygiénique et fiable
- Insertion simple et rapide des poches
- Utilisable avec plusieurs types de poches (sur demande)



Le TopCut H
comme support d'ustensiles
de soins

Le TopCut H
comme dispositif de vidange et
désinfection des poches



Le *TopCut H* est conçu pour les ustensiles de soins courants et de nombreux types de poches

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.fr

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark West 75 · 9100 Sint-Niklaas, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko-belgium.be

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Réduction du volume et des coûts de déchets

