


MEIKO TopCut H

Dispositivo tagliasacche contenenti urina e secrezioni
con supporto per contenitori sanitari universale



SICURO E CONVENIENTE

Grazie al supporto per contenitori sanitari universale multifunzione **TopCut H** con integrato il dispositivo tagliasacche contenenti urina e secrezioni, la vostra lavapadelle MEIKO diventa ancora più flessibile:

- per lavare e disinfettare gli utensili per il settore sanitario di uso comune
- per tagliare, svuotare e disinfettare senza difficoltà le sacche contenenti urina e secrezioni fluide.

Gli utensili per il settore sanitario e diversi tipi di sacche possono essere svuotati, lavati e disinfettati in tutte le lavapadelle MEIKO sia con l'apertura porta manuale che automatica sullo stesso supporto.

VANTAGGI

- Grande flessibilità
- Riduzione del volume dei rifiuti
- Abbattimento dei costi di smaltimento rifiuti
- Sicurezza per il personale e i pazienti grazie al taglio in un sistema chiuso
- Disinfezione all'interno della lavapadelle
- Protezione efficace contro i rischi di taglio

SEMPLICEMENTE PERFETTO A LIVELLO PRATICO

TopCut H è un sistema semplice e affidabile che rende più sicuro il lavoro degli operatori. La lama di taglio integrata fuoriesce solo quando lo sportello della lavapadelle è quasi chiuso e torna automaticamente nella posizione iniziale di sicurezza all'apertura dello sportello della camera di lavaggio.

- Taglio sicuro e igienico
- Inserimento rapido e semplice delle sacche
- Può essere utilizzato con diversi tipi di sacche –
Contattaci per maggiori informazioni



TopCut H
come supporto per utensili
sanitari

TopCut H
come dispositivo di taglio
sanitari



La **TopCut H** è concepita per tutti gli utensili per il settore sanitario e per numerosi tipi di sacche

MEIKO ITALIA Srl · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia
Tel. +39 011 9190211 · info@meikoitalia.it · www.meiko.it

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Vienna, Austria
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

Produttore:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Costi di smaltimento ridotti grazie alla riduzione del volume dei rifiuti

