

MEIKO TopCut H

Urządzenie do rozcinania worków na mocz i wydzieliny
oraz uchwyt do wszystkich typowych naczyń sanitarnych w jednym



MEIKO TopCut H

Rozszerz możliwości swojej myjni-dezynfektora MEIKO o funkcję rozcinania worków

BEZPIECZNY I EKONOMICZNY

Wielofunkcyjny, uniwersalny uchwyt na naczynia TopCut H ze zintegrowanym urządzeniem do rozcinania worków na mocz i wydzieliny dodatkowo rozszerza funkcjonalność myjni-dezynfektorów MEIKO:

- Do mycia i dezynfekcji powszechnie stosowanych naczyń sanitarnych
- Do bezproblemowego rozcinania, opróżniania i dezynfekcji worków na mocz i wydzieliny z ciekłą zawartością.

Ten sam uchwyt można wykorzystywać do opróżniania, mycia i dezynfekcji zarówno naczyń sanitarnych, jak i różnych typów worków. Można go stosować we wszystkich myjniach-dezynfektorach MEIKO – zarówno z ręcznym, jak i automatycznym otwieraniem drzwi (opcja).

KORZYŚCI

- Wszechstronne możliwości zastosowania
- Redukcja ilości śmieci
- Obniżenie kosztów wywozu odpadów
- Bezpieczeństwo dla personelu i pacjentów – cały proces odbywa się w zamkniętym systemie
- Dezynfekcja wewnątrz urządzenia
- Skuteczna ochrona przed skażeniem

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE

TopCut H przekonuje dzięki prostej obsłudze i niezawodności. Wbudowany nóż wysuwa się dopiero po zamknięciu drzwi. Po otwarciu drzwi komory mycia nóż automatycznie powraca do bezpiecznej pozycji wyjściowej.

- Higieniczne i bezpieczne rozcinanie
- Łatwe i szybkie umieszczanie worków
- Możliwość dostosowania do różnych rodzajów worków



TopCut H jako uchwyt na naczynia

TopCut H jako urządzenie do rozcinania



Uchwyt TopCut H przeznaczony jest do wszystkich powszechnych naczyń sanitarnych i wielu typów worków

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 32 · 04-703 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 1140063; 22 1140064 · info@meiko.com.pl · www.meiko.pl

Niższe koszty wywozu śmieci dzięki redukcji ich ilości

