


MEIKO TopCut H

İdrar ve aspirasyon torbaları için kesme aparatı ve tüm yaygın hasta bakım malzemeleri için tutucu bir arada



MEIKO TopCut H

MEIKO sürgü yıkama makinenizi
bir kesiciye dönüştürün

GÜVENLİ VE EKONOMİK

Entegre idrar ve aspirasyon torbası kesme aparatına sahip çok amaçlı *TopCut H* universal tutucu sayesinde MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makineniz daha da esnek kullanım sunar:

- Pratikte yaygın olarak kullanılan hasta bakım malzemelerinin temizliği ve dezenfeksiyonu için
- Veya akışkan içeriğe sahip idrar ve aspirasyon torbalarının kolayca kesilmesi, boşaltılması ve dezenfeksiyonu için

Hasta bakım malzemeleri ve farklı tipte torbalar aynı tutucuda dönüşümlü bir şekilde boşaltılabilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir. Hem manuel hem de otomatik kapağa (opsiyonel) sahip tüm MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılabilir.

AVANTAJLAR

- Esnek kullanım
- Daha az çöp miktarı
- Daha az atık masrafı
- Kapalı sistemde kesildiği için personel ve hastalar için güvenlik
- Makine içinde dezenfeksiyon
- Kesilmeye karşı korunma

İKNA EDİCİ PERFORMANS

TopCut H, basit ve güvenilir kullanımı sayesinde pratikte de ikna edici bir performans sergiler. Entegre bıçak, sadece makinenin kapağı neredeyse tamamen kapandığında ortaya çıkar. Kapak açıldığında, güvenli başlangıç konumuna otomatik olarak geri döner.

- Hijyenik ve güvenli kesme
- Torbayı kolay ve hızlı yerleştirme
- Farklı torba tipleri için bize ulaşın



**TopCut H -
Tutucu olarak**

**TopCut H -
Kesme aparatı olarak**



TopCut H, tüm standart hasta bakım malzemeleri ve birçok farklı torba tipi için tasarlanmıştır.

MEIKO Clean Solutions Turkey Temizlik Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. No: 82 E · Emaar Square Heights E Blok D: 49 (608)
34700 Üsküdar - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 510 82 00 · info@meiko.com.tr · www.meiko.com.tr

Üretici:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Almanya
Tel: +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Çöp miktarının azalmasıyla daha düşük atık maliyetleri

