

# M-Commander InVision

## Complete transparantie




**M-Commander InVision** analysesoftware  
voor hygiëne, logistiek en techniek



# Alles zeker in één oogopslag

Zorg voor een compleet overzicht van alle relevante gegevens; altijd en overal. U beschikt hierdoor over alle relevante gegevens voor een effectief hygiëne-, logistiek en service managementsysteem. Zo houdt u de touwtjes in handen.

M-Commander  
**InVision**



## Hygienemanagement en cyclusbeheer

### Effectief informatiemanagement

Alle relevante chargegegevens van de MEIKO reinigings- en desinfectieautomaten worden continu gedocumenteerd. Deze informatie kunt u naar wens en te allen tijde als verslag aflezen, afdrukken of op uw centrale computer archiveren.

Daardoor hebt u steeds de noodzakelijke transparantie en extra zekerheid over hygiëne, logistiek en service. Een ideale aanvulling op de externe bewakingsmaatregelen, zoals bijv. routinecontroles.

- bereikte  $A_0$ -waarde
- ingestelde  $A_0$ -waarde
- datum en tijdstip van programmastart
- cyclusduur
- machine-ID-nr.
- chargeteller
- programmanummers
- temperatuurverloop van desinfectiefase
- online-bewaking op afstand
- apparaatparameters
- en nog veel meer