

## TOPIC

Le top du top en termes d'hygiène  
et de rentabilité



**TOPIC** en détail



# Enfin plus de temps pour procéder aux soins : car TOPIC allège et libère

La gamme de lave-bassins innovants TOPIC garantit un nettoyage et une désinfection irréprochables tout en faisant gagner du temps aux équipes de soins – un temps précieux qu'elles peuvent alors consacrer à leur tâche première : l'assistance aux patients.

*TOPIC* est au top de la technique. La gamme *TOPIC*, ce sont des appareils en acier inoxydable, fiables, faciles d'entretien, offrant une grande sécurité d'hygiène et une grande longévité.

Vraiment top : la cuve de nettoyage emboutie, sans coins ni arêtes, avec fonction d'auto-nettoyage, ainsi que le système de gicleurs, disposés de manière à permettre un nettoyage intensif et donc une hygiène parfaite des ustensiles de soins.

L'appareil vide, nettoie et désinfecte automatiquement les bassins, urinaux, seaux de chaise percée, etc ... et ce, avec une grande fiabilité, derrière la porte fermée hermétiquement.

Il garantit ainsi un confort d'hygiène moderne et décharge l'ensemble du personnel soignant.

Rarement sujet aux pannes et exigeant peu d'entretien, il ménage les ressources et le budget de sorte qu'il séduit également les contrôleurs de gestion.


## Les avantages de la gamme TOPIC : votre TOP DIX

- Utilisation conviviale grâce au système de commande *One Touch* avec son clavier à membrane doté de grandes touches et de symboles clairs
- Sécurité d'hygiène grâce au réglage automatique de la valeur  $A_0$  conformément aux exigences de la norme EN ISO 15883
- Grande rentabilité grâce à un besoin réduit en moyens d'exploitation
- Cycles de nettoyage courts, efficaces et adaptables individuellement
- Flexibilité maximale grâce aux supports multifonctions
- Système de nettoyage et de désinfection étanche à la vapeur breveté
- Nettoyage complet des ustensiles grâce au système de gicleurs puissants
- Commande électronique et de multiples programmes de nettoyage
- Désinfection thermique pour une grande sécurité d'hygiène
- Large palette d'utilisations grâce à de nombreux accessoires et à des options axées sur les besoins pratiques du milieu hospitalier




Les laveurs désinfecteurs *TOPIC* offrent un confort d'utilisation maximal : emploi du clavier à membrane convivial *TOPIC* pour le démarrage du programme, les commandes et les analyses.

Le système *One Touch*, très commode, et le logiciel d'analyse innovant *M-Commander* vous aident à aider. La gamme *TOPIC* facilite plus que jamais le travail du personnel soignant.



**MIKE**  
controlled



Toutes les données d'un coup d'œil :

la gamme *TOPIC* est disponible avec *M-Commander* et *M-Commander W*, les logiciels d'analyse spécialement conçus pour les laveurs désinfecteurs MEIKO.



# TOPIC – Des appareils pour tous les besoins



The clean solution

Il existe toujours une solution *TOPIC* adaptée à la place dont vous disposez. Qu'il s'agisse d'un lave-bassins seul ou d'un combiné de soins sur mesure : les appareils *TOPIC* accroissent l'efficacité des services de soins et facilitent le travail quotidien du personnel soignant.

- Raccordement simple et rapide
- Isolation thermique et phonique
- Accès direct et aisé pour un entretien rapide



## TOPIC 20

**Lave-bassins de première qualité – modèle vertical en pose libre sur socle**

Il se pose et se raccorde en un instant ! Cet appareil à la pointe de la technologie permet en outre d'utiliser les raccords existants.




## TOPIC 10 avec vidoir


**Le combiné « suspendu »**

Destiné à un montage mural avec garde au sol, ce combiné se compose du lave-bassins *TOPIC 10* et d'un vidoir conçu spécialement pour l'accompagner.


### TOPIC – modèle vertical en pose libre sur socle



### Petit combiné de soins TOPIC



### Lave-bassins encastrable TOPIC



## SAN 14 B

**Le petit combiné de soins**

Lave-bassins *TOPIC 40* avec lave-mains, petit plan de travail et de dépose ainsi que vidoir avec plaque anti-éclaboussures.



## SAN 20 BW

**Le grand combiné de soins**

Lave-bassins *TOPIC 40* avec vidoir, lave-mains ergonomique, lavabo, plan de travail et armoire. Tout simplement fantastique !



L'équipe MEIKO sera heureuse de vous aider à trouver la solution de désinfection adaptée à vos besoins particuliers. Un simple appel suffit !