

TOPIC

Brengt hygiëne op een hoger niveau



TOPIC in detail

Eindelijk meer tijd voor de verpleging: De TOPIC ontlast en brengt rust

Als U de mens verzorgt, neemt de TOPIC de zorg voor hygiëne en techniek op zich. Dat is de succesformule die MEIKO hanteert voor een vriendelijke verpleging vandaag de dag. De innovatieve TOPIC besteedt zijn volledige aandacht aan de reiniging en desinfectie van verpleegmiddelen en schenkt het Personeel daarbij waardevolle tijd voor hun uiteindelijke opgave, namelijk aandacht schenken aan de mens.

TOPIC is klasse techniek. Een solide techniek geheel vervaardigd van roestvrijstaal, de basis voor een lange levensduur, de juiste reinigingskwaliteit en een betrouwbare hygiëne. TOP: de diepgetrokken waskamer heeft geen onnodige hoeken en kieren en is geheel zelfreinigend. In de waskamer is een intensief spoelsysteem geplaatst waarmee een optimale reiniging en hygiëne van de verpleegmiddelen wordt gegarandeerd.

Bedpannen, urinalen, stoelmmers enz. worden automatisch en betrouwbaar gelegeerd, gereinigd en gedesinfecteerd. Vanzelfsprekend in een geheel afgesloten waskamer.

Dit betekent: moderne hygiëne, comfort en minder belasting van het totale personeel.

Ook de controle haalt opgelucht adem: de betrouwbare onderhoudsvrije techniek van de TOPIC verlaagt eveneens de exploitatiekosten en uw budget.

Uw TOP tien: De hygiëne voordelen van de TOPIC

- Ideale bediening door het "One Touch" bedieningssysteem. Een display met overzichtelijke symbolen en vriendelijke bedieningsknoppen.
- Gegarandeerde hygiëne door een desinfectieprogramma volgens de A_0 -waarde en DIN EN ISO 15883.
- Een zeer economisch gebruik reduceert de exploitatiekosten aanzienlijk.
- Korte, individueel te programmeren reinigungsprogramma's.
- Flexibel door de multifunctionele houder voor verpleegartikelen.
- Gepatenteerd dampdicht reiniging- en desinfectiesysteem.
- Complete reiniging door het "Power" wassysteem.
- Elektronische besturing met diverse veelzijdige reinigungsprogramma's.
- Gegarandeerde hygiëne door de thermische desinfectie technologie.
- Uitbreidbaar met diverse accessoires en de vele optie mogelijkheden.



vele optie mogelijkheden

- Uitbreidbaar met diverse accessoires en de



TOPIC reiniging- en desinfectie-automaten bieden u een hoog comfort in het bedienen van het systeem. Programmastart, besturing en de analyse zijn geheel te verrichten met behulp van het display.

Comfortabele *One Touch* techniek in combinatie met het *M-Commander* ondersteunen dit gehele proces. Zo eenvoudig en comfortabel kan alleen met de TOPIC.



Complete hygiëne in één oogopslag:

TOPIC met *M-Commander* en *M-Commander W*, de analyse software voor MEIKO reiniging- en desinfectie-automaten.



TOPIC, inzetbaar op vele toepassingen

Een TOPIC reiniging- en desinfectie-automaat is in alle gevallen de juiste oplossing:

Als los staande unit of als op maat geproduceerde verpleegcombinatie: met de TOPIC wordt verzorgen en verplegen effectiever en minder arbeidsintensief.

- Een snelle en eenvoudige montage
- Geluid- en warmte isolerend
- Direct toegankbare ruimten voor service en onderhoud



TOPIC 20
1A staand model


Plaatsen, aansluiten – gereed!
Ideaal bij het vervangen van bestaande units.
Direct de nieuwste techniek!




TOPIC 10 met uitstort
De “zwevende”combinatie

Geschikt voor wandmontage met volledige bodemvrijheid. De reiniging- en desinfectie-automaat TOPIC 10 met een speciaal ontwikkelde aparte uitstortunit.


TOPIC als losse unit



TOPIC als kleine verpleegcombinatie



TOPIC als inbouw model



SAN 14 B
Compacte verpleegcombinatie

TOPIC 40 met handenwasunit, werk- en afzetplek en uitstort met spatplaat. Klein, maar zeer effectief.



SAN 20 BW
Complete verpleegcombinatie
TOPIC 40 met uitstort, ergonomisch geplaatste handenwasbak, spoelbak, groot gedimensioneerde werk- en afzetplek en kasten in de onderbouw. Alles in één handbereik.



Uw MEIKO desinfectieteam ondersteunt U graag bij het “hygiënisch” inrichten van uw ruimte. Eén belletje is al genoeg.