

TOPIC

Sağlık kuruluşları için
mükemmel ve ekonomik çözüm



TOPIC ürün portföyü



Yeni MEIKO TOPIC, hasta bakım servislerinde hasta bakım malzemelerine yönelik hijyen ihtiyaçlarını karşılayan mükemmel ve ekonomik bir temizleme ve dezenfeksiyon teknolojisidir.

MEIKO TOPIC makineler, mekanın durumuna göre, zeminden bağımsız olarak duvara monte edilir veya ayaklı model şeklinde kurulur. Komple bakım ünitesi olarak gerekli ve faydalı her şeyi bünyesinde barındırır. TOPIC tekli makineler, eskimiş temizleme ve dezenfeksiyon teknolojilerinin hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, eski makine ne olursa olsun, mevcut sistem içine tam uyacak şekilde uyarlanır ve bağlanır. Maliyet, iş akışlarının optimizasyonu, iş güvenliği ve hijyen ile ilgili en yüksek beklentilerinizi karşılamak için sizinle birlikte ergonomik bir temizlik odası tasarlarız. Böylece, talep ettiğiniz hijyen standartlarına cevap veren, size özel bir çözüme kavuşursunuz.

TOPIC temizleme ve dezenfeksiyon makineleri



The clean solution

TOPIC 10

Yerden yüksek, duvara montaj için
(boşaltma evyeli veya evyesiz)



Yıkama ve dezenfeksiyon makinesi kurulu-
munun kolay yolu. Yer tasarruflu ve bağlantı
için hazır.

Ebatlar (mm):
G 500, D 450 veya 588, Y (makine) 1.630

TOPIC 20

Ayaklı makine (boşaltma evyeli veya evyesiz)



Zemine oturan, kaideli yıkama ve dezen-
feksiyon makinesi. Yerleştirip bağlantılarını
yapmanız yeterli.
Mevcut bağlantıları kullanmanın en ideal
yolu.

Ebatlar (mm):
G 500, D 450 veya 588, Y 1.730

TOPIC 40

Tezgah altına kurulan kompakt model



TOPIC 40 yıkama ve dezenfeksiyon
makinesi, mevcut dolap sisteminizin
ideal tamamlayıcısıdır. Cihaz büyük bir
çalışma ve depolama alanına sahiptir.
Makine, standart olarak, kimyasal
bidonları için kilitlenebilir saklama dolabı
ile donatılmıştır.
Arka sırt ekstra ücretlidir.

Ebatlar (mm):
Makine:
G 900, D 600, Y 900

TOPIC 40 E

Hızlı değişim için



TOPIC 40 E mevcut tezgahaltı cihazların
hızlıca yenilenmesi için en mükemmel
çözümdür.
Mekandaki tüm mevcut nişlere uyacak
şekilde konfigüre edilebilir.

Ebatlar (mm):
G 700, D 588, Y 760 veya 860

SAN 14 B

TOPIC 40 ile beraber boşaltma evyesi ve el yıkama
lavabosu içeren ünite



Temizlik odalarındaki ihtiyaçlara yönelik
çalışma ve depolama alanı, boşaltma
evyesi ve el yıkama lavabosu içeren
kompakt kombine bakım ünitesi.
Makine, standart olarak, kimyasal
bidonları için kilitlenebilir saklama
dolabı ile donatılmıştır.
Sıçrama önleyici (opsiyonel).

Ebatlar (mm):
G 1.400, D 600, Y 1.000
Boşaltma evyesi:
Y 700
Boşaltma evyesi haznesi:
Ø 364 mm
El yıkama lavabosu:
G 340, D 370, Y 150

SAN 19 B

TOPIC 40 ile beraber boşaltma evyesi, el yıkama lavabosu ve
dolap içeren ünite



Büyük bir çalışma tezgahı ve 500 mm
genişliğinde dolap alanına sahip
kombine bakım ünitesi. Çalışma alanı,
depolama alanı ve boşaltma evyesi
içerir.
Makine, standart olarak, kimyasal
bidonları için kilitlenebilir saklama
dolabı ile donatılmıştır.
Sıçrama önleyici (opsiyonel).

Ebatlar (mm):
G 1.900, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi:
Y 700
Boşaltma evyesi haznesi:
Ø 364
El yıkama lavabosu:
G 340, D 370, Y 150
Dolap alanı:
G 500

SAN 20 BW

TOPIC 40 ile beraber boşaltma evyesi, el yıkama lavabosu,
evye ve dolap içeren ünite



600 mm genişliğinde büyük dolap
alanına sahip, boşaltma evyeli
kombine bakım ünitesi.
Geniş çalışma ve depolama alanı.
Makine, standart olarak, kimyasal
bidonları için kilitlenebilir saklama
dolabı ile donatılmıştır.
Sıçrama önleyici (opsiyonel).

Ebatlar (mm):
G 2.000, D 600, Y 1.000
Boşaltma evyesi:
Y 700
Boşaltma evyesi haznesi:
Ø 364
El yıkama lavabosu:
G 340, D 370, Y 150
Evye:
G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:
G 600

SAN 24 W

TOPIC 40 ile beraber boşaltma evyesi, evye ve 1.000 mm dolap
içeren ünite



Popüler bir seçenek olan,
1.000 mm genişliğinde büyük bir
dolap alanına sahip kombine bakım
ünitesi.
Makine, standart olarak, kimyasal
bidonları için kilitlenebilir saklama
dolabı ile donatılmıştır.
Sıçrama önleyici (opsiyonel).

Ebatlar (mm):
G 2.400, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi:
Y 700
Boşaltma evyesi haznesi:
Ø 364
Evye:
G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:
G 1.000

SAN 29 BW

TOPIC 40 ile beraber boşaltma evyesi, el yıkama lavabosu,
evye ve 1.500 mm dolap içeren ünite



İdeal uzunluğa sahip büyük kombine bakım
ünitesi. Tüm temizlik görevleri tek bir ünite
en ideal şekilde bir araya getirilmiştir. Evyeler
ergonomik şekilde konumlandırılmıştır. Tezgah
ebatları, geniş bir alanda konforlu çalışma
imkanı sunar.
Makine, standart olarak, kimyasal bidonları için
kilitlenebilir saklama dolabı ile donatılmıştır.
Sıçrama önleyici (opsiyonel).

Ebatlar (mm):
G 2.900, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi:
Y 700
Boşaltma evyesi haznesi:
Ø 364
El yıkama lavabosu:
G 340, D 370, Y 150
Evye:
G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:
G 1.500



TOPIC yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, standart olarak
yenilikçi MIKE kontrol ünitesi ile birlikte sunulur.

Resimler özel ekipmanlar içermektedir

MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon teknolojisine ilave olarak, güvenli ve ergonomik bir şekilde çalışmanız ve hasta bakım malzemelerinin hijyenik bir şekilde saklanması için kapsamlı bir aksesuar portföyü sunarız. Aşağıda pratik kullanıma yönelik 6 çözüm önerisi sunuyoruz. Ayrıca bireysel ihtiyaçlarınıza yönelik çözüm önerileri de geliştirebiliriz. Bizi arayın. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.



Damlama ve depolama rafları*

Dezenfekte edilmiş örnekler, sürgüler ve kaplar için; ızgara taban raflı veya damlalıklı. 500 ila 1.400 mm arası genişliklerde mevcuttur.



Duvar rafı*

Tüm genişliklerde mevcut, yüksekliği ayarlanabilir raflarla (derinlik 350 mm).



Kapaklı duvar dolapları**

Menteşe kapaklı ve bir ara raflı dolaplar. 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm ve 1.500 mm genişliklerinde mevcuttur.



Kapaksız duvar dolapları

Açık depolama için bir ara raflı dolaplar. 500 mm, 1.000 mm ve 1.200 mm genişliklerinde mevcuttur.



Kombine yıkama ünitesi*

Kombine bakım üniteleri için çekmeceleri de olan alt dolaplar; çeşitli genişlik ve yüksekliklerde tasarlanabilir.



Entegre kenar durulamalı boşaltma evyesi*

Sürgü yıkama makinesinden bağımsız olarak kullanılabilir (opsiyonel). Sıçrama önleyici (opsiyonel).

* Resimler özel ekipmanlar içermektedir
** Opsiyonel: Işık paneli ve aydınlatma