

Praxisorientiert: MEIKO Halterungssysteme













Anwenderorientiert: MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsgeräte





MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsgeräte erfüllen nicht nur die höchsten Qualitätsansprüche an Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene. Ebenso wichtig ist das effektive, anwenderfreundliche Handling.

MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsgeräte haben vielfältige multifunktionelle Möglichkeiten. Dazu gehören praxisgerechte Halterungssysteme, die ihnen ein Höchstmaß an Bedienkomfort sichern.

So liefert MEIKO standardmäßig für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte eine Universalhalterung, in die alle gebräuchlichen Pflegegeschirre problemlos eingesetzt werden können. Steckbecken in diversen Größen und Formen, Deckel, Stuhleimer, Nierenschalen und ... und ... und. Für besondere Fälle entwickelt MEIKO Ihnen auch Spezialhalterungen für individuelle Nutzungsmöglichkeiten. Schnell und bequem austauschbar, funktionell und praxisgerecht.

Alle Halterungen sind im Schnellwechselsystem bequem austauschbar und unterstreichen die kompromißlose Bedienungsfreundlichkeit der Geräte.



Nutzenorientiert: MEIKO Universalhalter

Unübersehbare Vorteile, die das Pflegepersonal begeistern

- Universalhalter in 2 Versionen (SUH 1 oder SUH 2) lieferbar
- Gefäße werden ohne Entleeren in die Halterung eingesetzt
- Die geöffnete Tür ist gleichzeitig Tropfwanne
- Durch Schließen der Tür werden die Gefäße unter Verschluss entleert
- Die Halterung nimmt alle auf der Station üblichen Gefäße auf
- Die Halterung ist mit einem Handgriff auswechselbar. Damit wird die Vielseitigkeit noch wesentlich verbessert
- Einsatzkörbe (Zubehör) für Kleinteile passen direkt in den Universalhalter

Unübersehbare Vorteile, die Ihren Erfolg in der Pflege sichern

- verbessertes Handling
- höchstmögliche Hygienesicherheit
- sicheres und einfaches Arbeiten mit dem Gerät

MEIKO-Technik für eine saubere Lösung.



Universalhalter (SUH 1)



Nierenschale / Urinflasche (SUH 1 oder SUH 2)



Urinsammelbehälter / Urinflasche (SUH 1 oder SUH 2)





Waschschüssel (SUH 1 oder SUH 2)



3 Urinflaschen (SUH 1 oder SUH 2)



Einsatzkorb für Kleinteile mit feinmaschigem Korb zur Unterteilung (Zubehör) (SUH1 **oder** SUH2)



Steckbecken mit Deckel / Urinflasche (SUH 1 oder SUH 2)



Stuhleimer mit Deckel / Urinflasche (SUH 1 **oder** SUH 2)



Kindersteckbecken mit Stielgriff und **Deckel** (SUH 1)



Steckbecken oval / Urinflasche (SUH 2) $\,$



Steckbecken Pantoffelform mit Deckel / Urinflasche (SUH 2)

Bedarfsorientiert: MEIKO Spezialhalter

Die Spezialisten für die ganz besonderen Fälle

Für die ganz individuellen Einsatzbereiche gibt es die MEIKO Spezialhalter zur Entsorgung des Inhalts unter Verschluss und zur Vorreinigung. Alle Halterungen sind im Schnellwechselsystem bequem austauschbar und bieten Ihnen eine kompromißlose Bedienungsfreundlichkeit.

Praxisgerechte Adapterlösungen

Mit den individuellen Adapterlösungen von MEIKO können Sie gelegentlich anfallende Sondergefäße vorreinigen, ohne dabei den Universalgefäßehalter zu tauschen.



Wechselhalter für Kindertöpfe



Wechselhalter für Redonflaschen



Wechselhalter für Absaugflaschen und Deckel



Wechselhalter für Sammelgefäße und Deckel



Wechselhalter für 4 Urinflaschen



Halter mit Adapter für Absaugflaschen



Halter mit Adapter für Urinsammelgefäße



Gefäßehalter für die Welt

MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sind weltweit im Einsatz und werden deshalb technisch auf die jeweiligen Reinigungsaufgaben eingestellt.

Das bedeutet, dass MEIKO für viele Länder passgenaue Halterungen zu den dort handelsüblichen Pflegegeschirren fertigt.

Sechs dieser Halterungen sind hier abgebildet.















MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland Tel. +49 781 6397-6000 · Fax +49 781 6397-6099 www.meiko.de · info.de@meiko.de

MEIKO AUSTRIA GmbH · Hetmanekgasse 1b · 1230 Wien, Österreich Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23 www.meiko.at · office@meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Schweiz Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640 www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

Hersteller

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179 www.meiko-global.com · info@meiko-global.com





