

Hincapié en la práctica: los sistemas de soporte de MEIKO



Sistemas de soporte Gama de productos



Adaptadas a las necesidades del usuario:
las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO



Las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO no sólo cumplen las más elevadas exigencias de calidad en cuanto a la seguridad, limpieza e higiene, su manejo sencillo y efectivo es de igual importancia.

Las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO ofrecen las más variadas características multifuncionales. Entre ellas se cuentan los prácticos sistemas de soporte que ofrecen un máximo grado de confort de manejo.

A tal efecto, MEIKO suministra máquinas de limpieza y desinfección dotadas, de forma estándar, de un soporte universal para todos los utensilios convencionales: cuñas de diferentes tamaños y formas, tapas, cubos de heces, cubetas arriñonadas y muchos otros más. MEIKO también diseña soportes especiales a medida de los requerimientos específicos del cliente. Intercambiables de forma rápida y cómoda, funcionales y prácticos.

Todos los soportes se pueden intercambiar en el sistema de cambio rápido, lo que subraya la facilidad de manejo de nuestras máquinas.



Hincapié en las ventajas: los soportes universales de MEIKO

Enormes ventajas que entusiasman al personal de asistencia

- Soporte universal disponible en 2 versiones (SUH 1 o SUH 2)
- Los utensilios se colocan en el soporte sin necesidad de vaciarlos
- La puerta abierta sirve de bandeja de escurrido
- Después de cerrar la puerta, los utensilios se vacían en un entorno cerrado
- El soporte es adecuado para todos los utensilios usuales en la unidad
- El soporte se intercambia con pocas maniobras, lo que incrementa considerablemente su versatilidad
- Accesorio opcional: las cestas para piezas pequeñas encajan perfectamente en el soporte universal

Enormes ventajas que contribuyen a obtener éxito

- Manejo aún más sencillo
- Máxima seguridad posible en la higiene
- Trabajo seguro y sencillo

Tecnología de MEIKO para una solución limpia.



Soporte universal (SUH 1)



Cubeta arriñonada / botella de orina (SUH 1 o SUH 2)



Recipiente colector de orina / botella de orina (SUH 1 o SUH 2)



Palangana (SUH 1 o SUH 2)



3 botellas de orina (SUH 1 o SUH 2)



Cesta para piezas pequeñas con una cesta de malla tupida para mantener separados los objetos pequeños (accesorio opcional) (SUH 1 o SUH 2)



Cuñas con tapa / botella de orina (SUH 1 o SUH 2)



Cubo de heces / botella de orina (SUH 1 o SUH 2)



Cuña para niños con mango y la tapa (SUH 1)



Cuña ovalada / botella de orina (SUH 2)



Cuña en forma de pantufla con tapa / botella de orina (SUH 2)

Hincapié en las necesidades: los soportes especiales de MEIKO

Los especialistas para soluciones especiales

Para aplicaciones muy individuales MEIKO ofrece unos soportes especiales que permiten vaciar y enjuagar los utensilios en un entorno cerrado. Todos los soportes se pueden intercambiar en el sistema de cambio rápido y ofrecen una extraordinaria facilidad de manejo.

Adaptadores orientados a la práctica

Los adaptadores individuales de MEIKO le permiten enjuagar recipientes de tamaños especiales que solo se utilizan de vez en cuando, sin necesidad de cambiar el soporte universal de recipientes.



Soporte para bacinillas de niños



Soporte intercambiable para botellas tipo Redon



Soporte intercambiable para botella de succión y su tapa



Soporte intercambiable para recipientes colectores y sus tapas



Soporte intercambiable para 4 botellas de orina



Soporte con adaptador para botellas de succión



Soporte con adaptador para recipientes colectores de orina

Soporte de recipientes para su uso en todo el mundo

Las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO se utilizan a nivel mundial y, por lo tanto, la tecnología está adaptada a las diferentes tareas de limpieza.

Esto significa que MEIKO produce los soportes que se ajustan perfectamente a los utensilios de asistencias usuales en los diferentes países.

En este folleto se representan seis soportes diferentes





The clean solution



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3
77652 Offenburg
Germany
Tel.: +49(0)781 203-0
Fax: +49(0)781 203-1229
E-Mail: info@meiko.de
www.meiko.de

740.061.01.04.16/E/KD/web

Nos reservamos el derecho de modificaciones
condicionadas por el avance tecnológico.