

# Pratik ve çok yönlü: MEIKO tutucu sistemleri



Tutucu sistemleri ürün portföyü



# MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon makineleri

MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon makineleri, güvenlik, temizlik ve hijyen konusunda en yüksek standartları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda son derece etkili ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Temizleme ve dezenfeksiyon makinelerimiz fonksiyonlar ve özellikler açısından geniş bir yelpaze sunar. Bunlardan biri de yüksek kullanım konforu sağlayan pratik tutuculardır.

Tüm MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon makineleri standart olarak çok amaçlı bir üniversal tutucu içerir. Bu tutucuya, hasta bakımında yaygın olarak kullanılan çeşitli ebat ve şekildeki sürgüler, kapaklar, lazımlıklar, böbrek küvetler ve diğer benzeri bakım malzemeleri sorunsuzca yerleştirilebilir. MEIKO aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre özel tutucular da tasarlayabilmektedir. Tüm tutucularımız işlevsel, pratik, hızlı ve rahat değiştirilebilir özelliklere sahiptir.

Yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinin kullanıcı dostu özelliğinin altını çizen hızlı değiştirme sistemi sayesinde tutucuların tümü kolaylıkla değiştirilir.





# Fayda odaklı: MEIKO universal tutucu

Bakım personelinin hayatını  
kolaylaştıran avantajlar

- Universal tutucular 2 model olarak (SUH 1 ve SUH 2) mevcuttur
- Bakım malzemeleri tutucuya boşaltılmadan yerleştirilir
- Açık haldeki kapak aynı zamanda damlalık görevi görür
- Kapağın kapatılmasıyla malzemeler kapalı bir ortamda makinenin içine boşaltılır
- Tutucular, hastane servislerinde sıkça kullanılan tüm malzemeleri yerleştirmeye uygundur
- Tutucuları değiştirmek son derece kolaydır. Böylece günlük koşullara göre esneklik artırılmış olur
- Küçük malzemelerin konulduğu sepetler (opsiyonel) universal tutucuya rahatça sığar

Bakım işinde,  
mükemmellik sağlayan  
avantajlar

- Hasta bakım malzemelerinin kolaylaştırılmış temizliği
- Maksimum hijyen güvenliği
- Güvenli ve kolay makine kullanımı

Temiz bir çözüm için MEIKO teknolo-  
jisi.



Üniversal tutucu (SUH 1)



Böbrek küvet / ördek  
(SUH 1 veya SUH 2)



İdrar kabı / ördek  
(SUH 1 veya SUH 2)



**Leğen** (SUH 1 veya SUH 2)



**3 adet ördek** (SUH 1 veya SUH 2)



**Küçük malzemeler için sepet** ve onun içine yerleştirilen ince örgülü küçük sepet (aksesuar) (SUH1 veya SUH2)



**Kapaklı sürgü / ördek**  
(SUH 1 veya SUH 2)



**Kapaklı lazımlık / ördek**  
(SUH 1 veya SUH 2)



**Saplı ve kapaklı çocuk sürgüsü** (SUH 1)



**Oval sürgü / ördek**  
(SUH 2)



**Kapaklı kürek tipi sürgü / ördek** (SUH 2)



# İhtiyaç odaklı: MEIKO özel tutucular

## İhtiyaca özel çözüm uzmanı

Hangi hasta bakım malzemesini kullanırsanız kullanın, MEIKO bu malzemelerin kapalı ortamda boşaltılması ve yıkanabilmesi için gerekli özel tutucuları sağlar.

Kullanıcı dostu hızlı değiştirme sistemi sayesinde tutucuların tamamı kolaylıkla değiştirilir.

## Pratik adaptörlü çözümler

MEIKO'nun özel adaptör çözümleri sayesinde, universal tutucuyu çıkarmadan, nadiren kullanılan özel malzemeleri de yerleştirerek yıkama yapabilirsiniz.



Çocuk lazımlıkları için değiştirilebilir tutucu



Drenaj şişeleri için değiştirilebilir tutucu



Aspiratör şişeleri ve kapakları için değiştirilebilir tutucu



Toplama kapları ve kapaklar için değiştirilebilir tutucu



4 ördek için değiştirilebilir tutucu



Aspiratör şişeleri için adaptörlü tutucu



İdrар kapları için adaptörlü tutucu

## Ülkelere özgü tutucular

MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon makineleri dünyanın her yerinde kullanılır. Bu nedenle her ülkenin özel temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adapte edilir.

Tutucular da, ilgili ülkede yaygın olarak kullanılan hasta bakım malzemelerine uyacak şekilde tasarlanır ve üretilir. Bu tutuculardan altı tanesini aşağıda gösterilmektedir.





The clean solution



**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG**  
Englerstr. 3  
77652 Offenburg  
Almanya  
Tel. +49 781 203-0  
Faks +49 781 203-1229  
E-posta: [info@meiko.de](mailto:info@meiko.de)  
[www.meiko.info](http://www.meiko.info)

740.061.00.09.17/TR/

Ürün geliştirme süreçleri kapsamında değişiklik yapma hakkımız saklıdır.