

TopLine

Protección activa para los pacientes
y el personal de asistencia



TopLine Gama de productos

TopLine – Gestión fiable de la higiene
para el cuarto séptico



El cumplimiento de las leyes y normas, la obligación de obrar con diligencia, la seguridad laboral, el control y la documentación periódicos de las medidas de higiene: estos son los requisitos esenciales que debe cumplir la asistencia sanitaria moderna a escala mundial. El objetivo inequívoco es la prevención de enfermedades infecciosas en hospitales e instituciones de asistencia sanitaria.

MEIKO le ayuda de forma activa y adecuada en esta misión con sus conocimientos tecnológicos y una técnica de limpieza y desinfección innovadora y fiable: seguridad en la higiene de una sola mano que abarca tanto la planificación, la técnica, la química y el servicio posventa, como el asesoramiento profesional a nivel de socios, incluso después de la venta.

Nosotros, como sus socios fiables, le ofrecemos una gestión integral de la higiene, adaptada a sus necesidades in situ, que le permite cumplir las disposiciones legales e higiénicas.

Así es como TopLine contribuye a evitar infecciones y a proteger a los pacientes y al personal sanitario

- Desinfección integral del sistema con cada inicio del programa
- Enfriamiento y secado de los utensilios sanitarios mediante aire filtrado HEPA
- Sistema completamente estanco al vapor. No se produce ninguna salida de vahos, tampoco al abrir la puerta de la cámara tras finalizar el programa.
- Certificado de conformidad con la norma EN ISO 15883 por un instituto independiente acreditado de pruebas.
- Procedimiento de desinfección optimizado en cuanto al consumo de energía. Únicamente se utiliza la energía necesaria para alcanzar el valor A_0 , previamente configurado
- Pantalla para visualizar el valor A_0 TEÓRICO y REAL
- Los valores de A_0 de 60 y superiores se pueden configurar con toda flexibilidad
- Pantalla de texto de 4 x 20 caracteres con modo de ahorro de energía
- Sistema de toberas con distribución adecuada para una limpieza intensiva y una excepcional tobera rotativa de control telescópico que permite lavar la parte interior de los utensilios

Máquinas individuales **TopLine**: la solución rápida, también para proyectos de saneamiento y modernización

Muchos cuartos sépticos de hospitales e instituciones de asistencia ya no cumplen las disposiciones legales ni las normas de higiene, así como las exigencias del personal sanitario. Las máquinas individuales TopLine están diseñadas especialmente para el

TopLine 10 – Para el montaje mural, de forma suspendida (con o sin pila)



La solución sencilla para instalar una máquina de limpieza y desinfección. Ocupan poco espacio y están listas para ser conectadas

Dimensiones (en mm):
anch. 500, prof. 450 o 588, alt. (máquina) 1.630



Combinación pequeña y práctica, compuesta de la máquina de limpieza y desinfección TopLine 10 y de una pila diseñada especialmente para tal fin.

Dimensiones (en mm):
anch. 1.000, prof. 450 o 588, alt. (máquina) 1.630

reemplazo rápido y sencillo de máquinas de limpieza y desinfección anticuadas. Se pueden modificar de manera que se adapten perfectamente a la instalación existente, independientemente de la marca de la máquina original, y utilizan los mismos empalmes.

TopLine 20 – Modelo vertical para el montaje en el suelo (con o sin pila)



Máquina de limpieza y desinfección con pedestal. Basta con colocarla y conectarla. La solución ideal que permite emplear las conexiones existentes.

Dimensiones (en mm):
anch. 500, prof. 450 o 588, alt. 1.730



Combinación pequeña y práctica de fácil montaje y de múltiples funciones. Compuesta de la máquina de limpieza y desinfección TopLine 20 con pedestal y una pila diseñada especialmente para tal fin.

Dimensiones (en mm):
anch. 1.000, prof. 450 o 588, alt. 1.730

Máquinas individuales **TopLine**: Seguridad en la higiene perfectamente adaptada a cada cuarto séptico

TopLine 30 – Para el montaje a ras de la pared en baños



Máquina de limpieza y desinfección TopLine 30 para baños en la habitación del paciente, p. ej., en una unidad aislada. Con marco de montaje.

Dimensiones (en mm):

Marco básico:

anch. 650, prof. 450, alt. 2.210

Partes delanteras visibles:

anch. 530, alt. 1.760

Máquina de limpieza y desinfección TopLine 30 con conexión de WC para el baño en la habitación del paciente, p. ej., en una unidad aislada. Con marco de montaje y la tubería completa y las piezas de empalme central para todos los tipos de WC habituales en el comercio.

Dimensiones (en mm):

Marco básico:

anch. 650, prof. 450, alt. 2.210

Partes delanteras visibles:

anch. 530, alt. 1.760

TopLine 40 – El práctico modelo con superficie de trabajo



La máquina de limpieza y desinfección TopLine 40 es el complemento ideal para un equipo de armarios ya instalados. La máquina individual ofrece una superficie de trabajo y de depósito grande y compacta. Borde realzado contra recargo.

Dimensiones (en mm):
Máquina:
anch. 900, prof. 600, alt. 900



La máquina de limpieza y desinfección TopLine 40, con lavamanos integrado y encimera pequeña, es una combinación pequeña, práctica y de múltiples funciones. Borde realzado contra recargo.

Dimensiones (en mm):
Máquina:
anch. 900, prof. 600, alt. 1.000
Lavamanos:
anch. 340, prof. 370, alt. 150

TopLine 40 E – El modelo ideal para un saneamiento rápido

Concebido especialmente para sustituir modelos bajo la superficie de trabajo al realizar trabajos de saneamiento: el TopLine 40 E. Se ajusta a todas las medidas de los nichos existentes en el lugar de obras.

Dimensiones (en mm):
Máquina:
anch. 700, prof. 588, alt. 860



Combinaciones sanitarias **TopLine**: Seguridad en la higiene que satisface todas las necesidades

Higiene a medida. Junto con el cliente, diseñamos cuartos sépticos ergonómicos que cumplen los requisitos más estrictos en cuanto a economía, optimización de los procesos

SAN 14 – TopLine 40 con pila o con pila y lavamanos



Combinación sanitaria con superficie de trabajo y depósito, placa protectora contra salpicaduras, pila y borde realzado.

Dimensiones (en mm):
anch. 1.400, prof. 600, alt. 900
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364



La combinación sanitaria SAN 14 B que satisface las necesidades en el cuarto séptico con superficie de trabajo y de depósito, placa protectora contra salpicaduras, pila, lavamanos y borde realzado.

Dimensiones (en mm):
anch. 1.400, prof. 600, alt. 1.000
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364 mm
Lavamanos:
anch. 340, prof. 370, alt. 150

de trabajo, seguridad laboral e higiene. Además ofrecemos para cada cuarto una solución personalizada, concebida a medida de las exigencias individuales a la higiene.

SAN 19 B – TopLine 40 con pila, lavamanos y armario

Combinación sanitaria con una encimera grande y un armario de 500 mm. Con superficie de trabajo y depósito, placa protectora contra salpicaduras, pila y borde realizado.

Dimensiones (en mm):
anch. 1.900, prof. 600, alt. 900
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364
Lavamanos:
anch. 340, prof. 370, alt. 150
Armario:
anch. 500



SAN 20 BW – TopLine 40 con pila, lavamanos, lavabo y armario

Combinación sanitaria de pequeñas dimensiones y superficie de depósito. Con armario de 600 mm. Con superficie de trabajo y depósito, placa protectora contra salpicaduras, pila y borde realizado.

Dimensiones (en mm):
anch. 2.000, prof. 600, alt. 1.000
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364
Lavamanos:
anch. 340, prof. 370, alt. 150
Lavabo:
anch. 500, prof. 400, alt. 300
Armario:
anch. 600



Combinación sanitaria **TopLine**: Seguridad en la higiene que satisface todas las necesidades

SAN 24 W – TopLine 40 con pila, lavabo, superficie de trabajo y armario de 1.000 mm

Una combinación sanitaria con un armario de 1.000 mm de anchura, que se instala con frecuencia.

Dimensiones (en mm):

anch. 2.400, prof. 600, alt. 900

Pila:

altura 700

Pila:

Ø 364

Lavabo:

anch. 500, prof. 400, alt. 300

Armario:

anch. 1.000



SAN 29 BW – TopLine 40 con pila, lavamanos, lavabo y armario de 1.500 mm

Combinación sanitaria grande de longitud y dimensiones de la pila ideales. Todos los trabajos de limpieza se realizan de forma óptima en una unidad completa.

Las pilas están dispuestas de forma ergonómica.

La encimera ofrece una superficie de trabajo de tamaño suficiente.

Dimensiones (en mm):

anch. 2.900, prof. 600, alt. 900

Pila:

altura 700

Pila:

Ø 364

Lavamanos:

anch. 340, prof. 370, alt. 150

Lavabo:

anch. 500, prof. 400, alt. 300

Armario:

anch. 1.500



Las figuras incluyen equipamiento especial

Comodidad de **TopLine**: Protección e higiene, sin utilizar las manos



Manejo cómodo y máxima seguridad en la higiene para el personal sanitario y, a la vez, el mayor grado posible de protección para sus pacientes: esto es lo que garantiza el modelo de TopLine con puerta de apertura automática sin contacto, dotado de un sensor de infrarrojos y, si el cliente lo desea, con inicio automático del programa. La eficaz parada de seguridad también protege al personal sanitario para evitar que se pille los dedos. De forma opcional, hay disponible un interruptor de pie como unidad de mando adicional.

TopLine 20 y **TopLine 40** – Abrir y cerrar sin contacto o mediante interruptor de pie



TopLine 20, modelo vertical para el montaje en el suelo y TopLine 40, modelo con superficie de trabajo y puerta de apertura automática (opcional) e interruptor de pie (opcional).



Detector de proximidad para abrir y cerrar la puerta de la máquina (opcional).



Interruptor de pie para abrir y cerrar la puerta de la máquina (opcional).

Gama de accesorios y equipos

Además de las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO, tenemos a disposición una amplia gama de accesorios y equipos que permite trabajar de forma segura y ergonómica y guardar higiénicamente los utensilios sanitarios. A continuación, damos 6 ejemplos de soluciones prácticas. Será un placer preparar propuestas personalizadas para usted. ¡Póngase en contacto con nosotros! Le atenderemos con mucho gusto.



Estanterías escurridoras y de almacenaje*
para botellas de orina, cuñas y recipientes desinfectados, con rejilla o cuba de goteo insertable. Anchuras de 500 mm hasta 1.400 mm.



Armarios de pared cerrados**
armarios con puertas batientes y cada uno con un fondo intermedio. Anchuras disponibles: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm y 1.500 mm.



Estante de pared*
Estante con anaqueles de altura regulable y en todas las anchuras (profundidad 350 mm).



Armarios de pared abiertos
Armarios para anaquel abierto, cada uno con 1 fondo intermedio. Anchuras: 500 mm, 1.000 mm y 1.200 mm.



Combinación con pilet*
Armarios, en parte, con cajones, para combinaciones sanitarias. Disponibles con diferentes anchuras y alturas.



Pila*
Modelo estándar de forma opcional con enjuague lateral integrado, de uso independiente del lavacuchos.

* Las figuras incluyen equipamiento especial

** Opcional: pantalla y bombillas