

TopLine

Hastalar ve hasta bakım
personeli için etkin koruma



TopLine ürün portföyü

TopLine – Kirli temizlik odaları için
güvenilir hijyen yönetimi



Yasalara ve standartlara uygunluk, özen yükümlülüğü, iş güvenliği, hijyen önlemlerinin düzenli denetimi ve dokümantasyonu dünyanın her yerinde modern hasta bakım anlayışının başlıca prensipleridir. Burada hedef, hastanelerde ve bakımevlerinde enfeksiyon hastalıklarını önlemektir.

MEIKO, bu konuda, profesyonel bilgi birikimi ve yenilikçi temizleme ve dezenfeksiyon teknolojileri ile size aktif ve yetkin destek sağlar. Planlama, teknoloji ve kimyasaldan, servis ve satış sonrasında da sunduğumuz yetkin danışmanlık desteğine kadar, tek elden hijyen güvenliğine sahip olursunuz.

Tesisinizdeki ihtiyaçlarınızın tüm yönleriyle dikkate alındığı kapsamlı bir hijyen yönetimiyle gerek yasal düzenlemeler, gerekse hijyen kurallarının uygulanmasında güvenilir ortağınız olarak yanınızdayız.

TopLine aşağıdaki özellikleriyle, enfeksiyonların önlenmesine, hastaların ve bakım personelinin korunmasına yardımcı olur:

- Her program başlangıcında komple sistem dezenfeksiyonu
- HEPA ile filtrelenmiş hava ile yıkanmış malzemelerin soğutulması ve kurutulması
- Tamamen buhar sızdırmaz sistem. Program bitiminde kapak açıldığında da buhar çıkışı olmaz
- Bağımsız ve akredite bir test enstitüsü tarafından DIN EN ISO 15883'e göre onaylanmıştır
- Enerji tasarruflu dezenfeksiyon prosesi. Sadece ayarlanan A₀ değerine ulaşmaya yetecek kadar enerji kullanılır
- HEDEF-FİİLİ A₀ değeri göstergesi
- A₀ değeri 60 ve üzeri olarak ayarlanabilir
- Enerji tasarruf moduna sahip, 4 x 20 karakter tam metin göstergesi
- Hasta bakım malzemelerinin iç kısımlarının temizliği için kumanda edilebilir teleskopik döner nozullu ve derinlemesine temizlik sağlamak üzere düzenlenmiş nozul sistemi

TopLine tekli makineler – yenileme ve modernizasyon projeleri için hızlı çözüm

Günümüzde birçok hastane ve bakımevinin temizlik odası, mevcut regülasyonlarla, hijyen standartlarıyla ve hasta bakım personelinin ihtiyaçlarıyla uyumlu değildir. TopLine tekli makineler, eskimiş temizleme ve dezenfeksiyon teknolojilerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde

TopLine 10 – Yerden yüksek, duvara montaj için (boşaltma evyeli veya evyesiz)



Temizleme ve dezenfeksiyon makinesi kurulumunun kolay yolu. Yer tasarruflu ve bağlantı için hazır.

Ebatlar (mm):
G 500, D 450 veya 588, Y (makine) 1.630



TopLine 10 yıkama ve dezenfeksiyon makinesi ve makine için özel olarak geliştirilmiş boşaltma evyesinden oluşan pratik ve kompakt çalışma ünitesi.

Ebatlar (mm):
G 1.000, D 450 veya 588, Y (makine) 1.630

değiştirilmesi için özel olarak tasarlanmıştır ve eski makine ne olursa olsun, mevcut sistem içine tam uyacak şekilde uyarlanır ve bağlanır.

TopLine 20 – Ayaklı makineler (boşaltma evyeli veya evyesiz)



Kaideli yıkama ve dezenfeksiyon makinesi. Yerleştirip bağlantılarını yapmanız yeterli. Mevcut bağlantıları kullanmanın en ideal yolu.

Ebatlar (mm):
G 500, D 450 veya 588, Y 1.730



Çok fonksiyonlu ve kurulumu kolay kompakt çalışma ünitesi. Kaideli yıkama ve dezenfeksiyon makinesi TopLine 20 ve makineye uygun olarak tasarlanmış boşaltma evyesinden oluşur.

Ebatlar (mm):
G 1.000, D 450 veya 588, Y 1.730

TopLine tekli makineler – her temizlik odası için kusursuz ve uyum sağlayan hijyen güvenliği

TopLine 30 – Islak alanlarda duvara gömme montaj için



Örneğin karantina servisindeki hasta odalarının banyoları için yıkama ve dezenfeksiyon makinesi TopLine 30. Montaj çerçevesi dahildir.

Ebatlar (mm):
Ana iskelet:
G 650, D 450, Y 2.210
Görünür ön cephe:
G 530, Y 1.760

Örneğin karantina servisindeki hasta odalarının banyoları için WC bağlantılı yıkama ve dezenfeksiyon makinesi TopLine 30. Montaj çerçevesi, komple boru hattı ve tüm klozet tipleri için merkezi bağlantılar mevcuttur.

Ebatlar (mm):
Ana iskelet:
G 650, D 450, Y 2.210
Görünür ön cephe:
G 530, Y 1.760

TopLine 40 – Kullanışlı tezgahaltı model



TopLine 40 yıkama ve dezenfeksiyon makinesi, mevcut dolap sisteminizin ideal tamamlayıcısıdır. Cihaz büyük ve kesintisiz bir çalışma ve depolama alanına sahiptir. Arka sırt ekstra ücretlidir.

Ebatlar (mm):
Makine:
G 900, D 600, Y 900



TopLine 40 yıkama ve dezenfeksiyon makinesi, entegre el yıkama lavabosu ve küçük tezgahıyla birlikte, amaca uygun ve çok fonksiyonlu bir çalışma ünitesidir. Arka sırt ekstra ücretlidir.

Ebatlar (mm):
Makine:
G 900, D 600, Y 1.000
El yıkama lavabosu:
G 340, D 370, Y 150

TopLine 40 E – Yenilemenin en hızlı yolu

TopLine 40 E mevcut tezgahaltı cihazların hızlıca yenilenmesi için en mükemmel çözümdür. Mekandaki tüm mevcut nişlere uyacak şekilde konfigüre edilebilir.

Ebatlar (mm):
Makine:
G 700, D 588, Y 860



TopLine kombine bakım üniteleri – tüm beklentilere cevap veren hijyen güvenliği

İhtiyacınıza göre hijyen! Maliyet, iş akışlarının optimizasyonu, iş güvenliği ve hijyenle ilgili en yüksek beklentilerinizi karşılamak için sizinle birlikte ergonomik bir temizlik odası tasarlarız.

SAN 14 – TopLine 40 ile beraber boşaltma evyesi / boşaltma evyesi ve el yıkama lavabosu içeren ünite



Çalışma ve depolama alanı, sıçrama önleyici, arka sırt ve boşaltma evyesi içeren kombine bakım ünitesi.

Ebatlar (mm):
G 1.400, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi:
Y 700
Boşaltma evyesi haznesi:
Ø 364



Temizlik odalarındaki ihtiyaçlara yönelik, çalışma ve depolama alanı, sıçrama önleyici, arka sırt, boşaltma evyesi ve el yıkama lavabosu içeren kompakt kombine bakım ünitesi SAN 14 B.

Ebatlar (mm):
G 1.400, D 600, Y 1.000
Boşaltma evyesi:
Y 700
Boşaltma evyesi haznesi:
Ø 364 mm
El yıkama lavabosu:
G 340, D 370, Y 150

Tesisinizin özel koşullarıyla ilgili olarak da her oda için ihtiyaçlarınıza özel bir hijyen çözümü sunarız.

SAN 19 B – TopLine 40 ile beraber boşaltma evyesi, el yıkama lavabosu ve dolap içeren ünite

Büyük bir çalışma tezgahı ve 500 mm genişliğinde dolap alanına sahip kombine bakım ünitesi. Çalışma ve depolama alanı, sıçrama önleyici, arka sırt ve boşaltma evyesi içerir.

Ebatlar (mm):
G 1.900, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi:
Y 700
Boşaltma evyesi haznesi:
Ø 364
El yıkama lavabosu:
G 340, D 370, Y 150
Dolap alanı:
G 500



SAN 20 BW – TopLine 40 ile beraber boşaltma evyesi, el yıkama lavabosu, evye ve dolap içeren ünite

Küçük ebatlı ve depolama alanlı kombine bakım ünitesi 600 mm genişliğinde dolap alanına sahiptir. Çalışma ve depolama alanı, sıçrama önleyici, arka sırt ve boşaltma evyesi içerir.

Ebatlar (mm):
G 2.000, D 600, Y 1.000
Boşaltma evyesi:
Y 700
Boşaltma evyesi haznesi:
Ø 364
El yıkama lavabosu:
G 340, D 370, Y 150
Evye:
G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:
G 600



TopLine kombine bakım üniteleri – tüm beklentilere cevap veren hijyen güvenliği

SAN 24 W – TopLine 40 ile beraber boşaltma evyesi, evye, tezgah ve 1.000 mm dolap içeren ünite

Popüler bir seçenek olan, 1.000 mm genişliğinde büyük bir dolap alanına sahip kombine bakım ünitesi.

Ebatlar (mm):

G 2.400, D 600, Y 900

Boşaltma evyesi:

Y 700

Boşaltma evyesi haznesi:

Ø 364

Evye:

G 500, D 400, Y 300

Dolap alanı:

G 1.000



SAN 29 BW – TopLine 40 ile beraber boşaltma evyesi, el yıkama lavabosu, evye ve 1.500 mm dolap içeren ünite

İdeal uzunluğa ve evye ölçülerine sahip büyük kombine bakım ünitesi. Tüm temizlik işleri tek bir üniteye en uygun şekilde bir araya getirilmiştir.

Evyeler ergonomik şekilde konumlandırılmıştır. Tezgah yüzeyi yeterli büyüklükte bir çalışma alanı sunar.

Ebatlar (mm):

G 2.900, D 600, Y 900

Boşaltma evyesi:

Y 700

Boşaltma evyesi haznesi:

Ø 364

El yıkama lavabosu:

G 340, D 370, Y 150

Evye:

G 500, D 400, Y 300

Dolap alanı:

G 1.500



TopLine operasyon kolaylığı – el değmeden koruma ve hijyen



Hasta bakım personeli için konforlu kullanımın yanı sıra maksimum hijyen güvenliği ve hastalarınız için mümkün olan en yüksek koruma *otomatik kapak fonksiyonlu TopLine* ile kızılötesi sensör aracılığıyla el değmeden sağlanır. İstenirse otomatik program başlatma fonksiyonu da mevcuttur. Etkili emniyet stobu kullanıcıları kazara sıkışmaktan korur. Kapağı el değmeden açıp kapamak için bir başka opsiyonel seçenek de ayak şalteridir.

TopLine 20 ve TopLine 40 – El değmeden veya ayak şalteriyle açma ve kapama



TopLine 20 ayaklı makine ve TopLine 40 tezgahaltı model, *otomatik kapak açma fonksiyonlu* (opsiyonel) ve ayak şalterli (opsiyonel).



Makine kapağını açıp kapamak için
yakınlık sensörü (opsiyonel).



Makine kapağını açıp kapamak için
ayak şalteri (opsiyonel).

MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon teknolojisine ilave olarak, güvenli ve ergonomik bir şekilde çalışmanız ve hasta bakım malzemelerinin hijyenik bir şekilde saklanması için kapsamlı bir aksesuar portföyü sunarız. Aşağıda pratik kullanıma yönelik 6 çözüm önerisi sunuyoruz. Ayrıca bireysel ihtiyaçlarınıza yönelik çözüm önerileri de geliştirebiliriz. Bizi arayın. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.



Damlama ve depolama rafları*

Dezenfekte edilmiş ördekler, sürgüler ve kaplar için; ızgara taban raflı veya damlalıklı. 500 ila 1.400 mm arası genişliklerde mevcuttur.



Kapaklı duvar dolapları**

Menteşe kapaklı ve bir ara raflı dolaplar 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm ve 1.500 mm genişliklerinde mevcuttur.



Duvar rafı*

Tüm genişliklerde mevcut, yüksekliği ayarlanabilir raflarla (derinlik 350 mm).



Kapaksız duvar dolapları

Açık depolama için bir ara raflı dolaplar. 500 mm, 1.000 mm ve 1.200 mm genişliklerinde mevcuttur.



Kombine yıkama ünitesi*

Kombine bakım üniteleri için çekmeceleri de olan alt dolaplar; çeşitli genişlik ve yüksekliklerde tasarlanabilir.



Boşaltma evyesi*

Opsiyonel olarak entegre kenar durulamalı. Sürgü yıkama makinesinden bağımsız olarak kullanılabilir.

* Resimler özel ekipmanlar içermektedir
** Opsiyonel: Işık paneli ve aydınlatma