

# Die Erfolgsgeschichte geht weiter: **TOPIC** Geräte-Erweiterungen

Von MEIKO TOPIC kann man nicht genug bekommen, denn wenn man sich einmal an den Komfort und die Leistungsvielfalt des Systems gewöhnt hat, will man mehr. Deshalb haben wir zahlreiche praxisbewährte Optionen und Erweiterungen im Programm.




- **Öffnen und Schließen – berührungslos (Option)**  
Die automatische Kammertürbedienung verbindet Bedienkomfort mit höchster Sicherheit für Personal und Patienten.
- **Rückkühlung und Trocknung mit Luft (Option)**  
Diese TOPIC-Geräteerweiterung kühlt und trocknet Pflegegeschirre mit Atemluft – ein patentiertes Verfahren. Neben mehr Arbeits- und Hygienesicherheit sparen Sie bis zu 8 Liter Wasser je Programmzyklus. Weiteres Plus: Beim Öffnen der Kammertür nach Programmende entweicht keinerlei Wrasen.
- **Systemdesinfektion aller wasserführenden Leitungen (Option)**  
Das System desinfiziert sich mit jedem Programmzyklus automatisch mit Dampf selbst, ohne zusätzliche Betriebskosten zu erzeugen.

Gerne berät Sie das MEIKO Team individuell für Ihre Erfordernisse.

# TOPIC Top-Installationen, 100 % praktisch

TOPIC Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sind die Top-Lösung für jeden Raum.  
Ob als Einzelgerät oder als maßgeschneiderte Pflegekombinationen – TOPIC paßt prima!



## MEIKO Zubehör

Ihre Arbeitsbedingungen vor Ort ändern sich?

Kein Problem, wir helfen Ihnen. Mit original MEIKO Zubehör. Vom Ausguss, Halterung für Abfallsäcke, Wandregalen bis zur zentralen Ablaufverrohrung. Alle MEIKO Zubehörteile sind uneingeschränkt systemkompatibel.

Mehr Information finden Sie in unserem MEIKO Zubehörprogramm.

Willkommen bei MEIKO.

