



Jetzt mit Zusatzausstattung MEIKO-Airstream
 A_0 -Werte einfach selbst bestimmen.



MEIKO TOPIC – Mit MEIKO-Airstream (optional) A₀-Werte einfach selbst bestimmen.

Für die einwandfreie hygienische Aufbereitung benötigt man flexible und jederzeit anpassungsfähige Technik: MEIKO hat die saubere Lösung. Die Gerätereihe *TOPIC* passt sich den individuellen Anforderungen Ihrer Patienten und den unterschiedlichen Hygieneanforderungen perfekt an. Der besondere Komfort: *TOPIC* Steckbeckenspüler können jederzeit (optional in Verbindung mit der Zusatzausstattung MEIKO-Airstream) mit den gerade geforderten A₀-Werten aktiviert werden – Sie bestimmen das Programm. In Abstimmung mit der Krankenhaushygiene können für die Basis-Hygiene sowie bei Bedarf folgende A₀-Werte gewählt werden: #60 #600 #3000.

Saubere Lösungen für optimale Hygiene und Wirtschaftlichkeit – made by MEIKO.

In drei Schritten zu perfekter Hygiene:



- 1** Reinigungsprogramm entsprechend Pflegegeschirr und Verschmutzungsgrad bestimmen – Taste gedrückt halten.



- 2** Display zeigt die wählbaren A₀-Werte 60 / 600 / 3000 an. Ist der bestimmte Wert erreicht, Taste loslassen.



- 3** Nach Loslassen der Taste startet das Programm automatisch.

Sauberer Programmwechsel:
Bestellen Sie jetzt Ihr TOPIC!