

Lave-bassins
TOPIC





La gamme MEIKO *TOPIC* établit de nouveaux standards en matière d'hygiène et de rentabilité dans les établissements de santé – et garantit des ustensiles de soins d'une propreté irréprochable, pour une sécurité sanitaire maximale.

En fonction des lieux, vous pouvez choisir entre un modèle vertical en pose libre sur socle, une version murale avec garde au sol ou un combiné de soins entièrement équipé, répondant à tous les besoins du personnel soignant.

Les appareils individuels *TOPIC* sont conçus de manière à pouvoir remplacer vos anciens lave-bassins rapidement et facilement. Ils peuvent être adaptés aux dimensions exactes de l'installation existante et y être raccordés, quel que soit le modèle utilisé précédemment.

MEIKO vous propose non seulement des solutions hygiéniques, mais aussi un service de conseil compétent, qui vous aide à organiser un local vidoir de façon ergonomique, répondant aux plus hautes exigences de rentabilité, d'efficacité, de sécurité du travail et d'hygiène. Vous obtenez ainsi une solution sur mesure, offrant une parfaite sécurité sanitaire – signée MEIKO.

Le personnel s'occupe des patients – MEIKO *TOPIC* se charge du nettoyage et de la désinfection : c'est ça une unité de soins moderne. La gamme innovante *TOPIC* décharge le personnel et lui fait gagner un temps précieux qu'il peut consacrer aux patients – jour après jour.

Les dix grands avantages de la gamme **TOPIC**

- Utilisation conviviale grâce au système de commande « One Touch » avec son clavier à membrane doté de grandes touches et de symboles clairs
- Sécurité sanitaire grâce au réglage de la valeur A_0 conformément aux exigences de la norme EN ISO 15883
- Grande rentabilité grâce à un besoin réduit en moyens d'exploitation
- Cycles de nettoyage courts, efficaces et adaptables individuellement
- Flexibilité maximale grâce aux supports multifonctions
- Système de nettoyage et de désinfection étanche à la vapeur breveté
- Nettoyage complet des ustensiles grâce à un système de buses puissant
- Commande électronique et de multiples programmes de nettoyage
- Désinfection thermique pour une grande sécurité sanitaire
- Large palette d'utilisations grâce à de nombreux accessoires et options axés sur les besoins pratiques du personnel

Les lave-bassins *TOPIC* sont des appareils haut de gamme robustes, faciles d'entretien et hygiéniques, fabriqués en acier inoxydable pour une plus grande longévité. Un excellent investissement à long terme.

Vraiment top : la chambre de lavage emboutie, sans coins ni arêtes, avec fonction d'autonettoyage, et le système de buses, disposées de manière à permettre un nettoyage intensif des ustensiles de soins et donc un résultat parfaitement hygiénique.

L'appareil vide, nettoie et désinfecte automatiquement les bassins de lit, urinaux et seaux de chaise percée avec une grande fiabilité – toujours en système fermé.

Il décharge l'ensemble du personnel soignant, à qui il offre un confort de travail et une hygiène à la pointe du progrès. Fiable et exigeant peu d'entretien, il ménage les ressources ainsi que le budget.

MEIKO TOPIC

Une technologie de pointe, performante et hygiénique

TOPIC 10 – Pour un montage mural avec garde au sol (avec ou sans vidoir)

Ultra simple à installer, peu encombrant et prêt à être raccordé.

Petit combiné pratique composé du lave-bassins *TOPIC 10* et d'un vidoir adapté.



Dimensions (en mm)

L 500, P 450 ou 588, H (appareil) 1 630



Dimensions (en mm)

L 1 000, P 450 ou 588, H (appareil) 1 630

Protection anti-éclaboussures (en option).

TOPIC 20 – Modèle vertical en pose libre sur socle (avec ou sans vidoir)

Lave-bassins en pose libre sur socle. Il suffit de le déposer et de le raccorder.
Permet d'utiliser les raccordements existants.

Petit combiné de soins pratique, facile à monter et polyvalent, composé d'un lave-bassins TOPIC 20 en pose libre sur socle et d'un vidoir adapté.



Dimensions (en mm)
L 500, P 450 ou 588, H (appareil) 1 730



Dimensions (en mm)
L 1 000, P 450 ou 588, H (appareil) 1 730
Protection anti-éclaboussures (en option).

MEIKO TOPIC

Une solution performante pour les locaux les plus exigus

TOPIC 40 – Modèle pratique avec plan de travail

Le lave-bassins *TOPIC 40* se combine parfaitement avec les placards existants. L'appareil individuel est doté d'un grand plan de travail et de dépose.

Il est livré de série avec un placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels.

Bord relevé disponible en option pour le plan de travail.

Le lave-bassins *TOPIC 40* avec lave-mains intégré et plan de dépose est un petit combiné pratique et polyvalent.

Il est livré de série avec un placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels.

Bord relevé disponible en option pour le plan de travail.



Dimensions (en mm)

Appareil

L 900, P 600, H 900



Dimensions (en mm)

Appareil

L 900, P 600, H 1 000

Lave-mains

L 340, P 370, H 150

MEIKO SAN – Des combinés de soins pour tous les besoins

Les combinés de soins MEIKO SAN sont des solutions complètes – de petites merveilles de technologie ultra compactes, avec de nombreuses fonctionnalités qui facilitent le travail des soignants.

Nous serons heureux de vous aider à sélectionner le combiné le mieux adapté à vos locaux. Profitez de notre savoir-faire (plus de 95 ans d'expérience) et des multiples possibilités de la gamme *TOPIC* !

Combiné de soins SAN 14 B – Lave-bassins TOPIC 40 avec unité vidoir et lave-mains

Dimensions (en mm) :	L 1 400, P 600, H 1 000
Unité vidoir :	H 700
Vidoir :	Ø 364 mm
Lave-mains :	L 340, P 370, H 150

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).



Combiné de soins SAN 19 B – TOPIC 40 avec unité vidoir, lave-mains et placard de 500 mm

Dimensions (en mm) :	L 1 900, P 600, H 900
Unité vidoir :	H 700
Vidoir :	Ø 364 mm
Lave-mains :	L 340, P 370, H 150
Placard :	L 500

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).



Combiné de soins SAN 20 BW – Lave-bassins TOPIC 40 avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard de 600 mm

Dimensions (en mm) :	L 2 000, P 600, H 1 000
Unité vidoir :	H 700
Vidoir :	Ø 364 mm
Lave-mains :	L 340, P 370, H 150
Évier :	L 500, P 400, H 300
Placard :	L 600

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).



Combiné de soins SAN 24 W – Lave-bassins TOPIC 40 avec unité vidoir, évier et placard de 1 000 mm

Dimensions (en mm) :	L 2 400, P 600, H 900
Unité vidoir :	H 700
Vidoir :	Ø 364 mm
Évier :	L 500, P 400, H 300
Placard :	L 1 000

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).



Combiné de soins SAN 29 BW – Lave-bassins TOPIC 40 avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard de 1 500 mm

Dimensions (en mm) :	L 2 900, P 600, H 900
Unité vidoir :	H 700
Vidoir :	Ø 364 mm
Lave-mains :	L 340, P 370, H 150
Évier :	L 500, P 400, H 300
Placard :	L 1 500

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).





MEIKO TOPIC

Un confort d'utilisation maximal – signé MEIKO

Avec leur clavier à membrane convivial pour le démarrage du programme, les commandes et les analyses, les lave-bassins *TOPIC* offrent un confort d'utilisation maximal.

Le système *One Touch* facilite la gestion des programmes. La gamme *TOPIC* simplifie plus que jamais le travail du personnel soignant.



Toutes les données d'un coup d'œil :

La gamme *TOPIC* est disponible avec le logiciel de maintenance *M-Commander* ainsi qu'avec le logiciel d'analyse *M-Commander W* (LAN ou WLAN), tous deux spécialement conçus pour les lave-bassins MEIKO.



Les options **MEIKO TOPIC**

L'hygiène à tous niveaux

L'hygiène à tous niveaux avec MEIKO *TOPIC* : améliorez le confort et la fonctionnalité de vos locaux vidoirs grâce à de multiples options qui ont fait leurs preuves dans la pratique. Vous n'avez que l'embaras du choix.




TOPIC – fonctions supplémentaires

- **Ouverture et fermeture sans contact** (option)
La porte à ouverture et fermeture automatique offre à la fois un grand confort d'utilisation et une sécurité maximale pour les soignants et les patients.
- **Désinfection des conduites d'eau** (standard)
Grâce à ce système, l'appareil se désinfecte automatiquement à la vapeur à chaque cycle de programme – sans coûts additionnels.
- **Refroidissement et séchage à l'air** (option)
Ce système breveté utilise l'air ambiant pour refroidir et sécher les ustensiles de soins. Il augmente la sécurité sanitaire et vous fait économiser jusqu'à 8 litres d'eau par cycle. Aucune buée ne s'échappe de la chambre de lavage à l'ouverture de la porte.


Les installations **MEIKO TOPIC** 100 % pratiques

Qu'il s'agisse d'appareils individuels ou de combinés de soins, nous vous proposons des solutions sur mesure, adaptées à l'espace dont vous disposez.
Notre marque de fabrique pour les installations : des raccords sans soudure et des surfaces fermées qui relient

parfaitement les différents composants entre eux. Vous disposez ainsi d'un environnement de travail propre et pratique, répondant à la fois à vos besoins et aux exigences légales. Le tout en acier inoxydable, pour une sécurité sanitaire maximale.



Plan coté avec installation en 3D



La gamme d'ameublement et d'accessoires MEIKO : pour un environnement de travail optimal

En plus des lave-bassins, MEIKO propose une vaste gamme d'ameublement et d'accessoires ergonomiques, permettant aux soignants d'accomplir leurs tâches en toute sécurité et de stocker les ustensiles de soins de manière hygiénique. Nous vous présentons ci-dessous 6 exemples de solutions répondant aux besoins pratiques les plus courants. Bien sûr, nous pouvons également concevoir une solution adaptée à vos besoins spécifiques.



Étagères de séchage et de stockage*
pour les urinaux, bassins de lit et récipients désinfectés, avec grille de rangement ou bac d'égouttage. Largeurs disponibles : de 500 à 1 400 mm.



Étagère murale*
avec tablettes réglables en hauteur, disponible dans toutes les largeurs (profondeur 350 mm).



Placards muraux**
à portes battantes, avec 1 tablette intermédiaire. Largeurs disponibles : 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1 200 mm et 1 500 mm.



Étagères fermées
Avec 1 tablette intermédiaire. Largeurs disponibles : 500 mm, 1 000 mm et 1 200 mm.



Combiné de lavage*
Placards bas, également disponibles avec tiroirs, pour des combinés de soins de largeur et de hauteur variable.



Unité vidoir*
Modèle standard, en option avec rinçage intégré ; commande indépendante de celle du lave-bassins.

* Les illustrations incluent des équipements disponibles en option

** En option : cache-lumière et ampoules



The clean solution

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.fr

MEIKO Belgium · Industriepark West 75 · 9100 Sint-Niklaas, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko-belgium.be

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com



760.125.01.09.22/FR/

Sous réserve de modifications techniques