

Entdecken Sie
die neue Perle der Pflege



BLAUES BEDIENKONZEPT

Das Glasbedienpanel bietet per Fortschrittsbalken, Statusanzeige und Signalkonzept jederzeit eine Übersicht. Nur die Elemente und Funktionen, die blau leuchten, können in dem Moment auch bedient oder ausgewählt werden.

KRAFTVOLLES WASCHSYSTEM

In der beleuchteten Waschkammer sorgen eine ausfahrbare Hubrotationsdüse, rundum angeordnete Waschdüsen und ein Wascharm für eine effiziente Reinigung.

FLEXIBLER A₀-WERT BIS 12.000

Die Steckbeckenspüler können mit A₀-Werten bis zu 12.000 aktiviert werden – je nach Anforderung, bei eventuellen Ausbruchsgeschehen oder bei der Nutzung in Isolierstationen.

MEIKO SIGNALKONZEPT

Blau bedeutet: betriebsbereit. Grün: reinigt und desinfiziert. Rot: wichtige Meldung. Der Türgriff sowie die Leuchtelemente am Bedienpanel signalisieren dem Pflegepersonal den Betriebszustand.

MEIKO KONNEKTIVITÄT

Mit der App *MEIKO Connect* lassen sich alle relevanten Daten des *MEIKO TopLine* Gerätes bequem einsehen und verwalten. Durch die Konnektivität über Bluetooth, WLAN oder LAN ist man stets informiert, selbst abseits des Pflegearbeitsraums.

AUTOMATIKTÜR MIT HANDSENSOR

Mit dieser Option kann die Waschkammertür des Steckbeckenspülers geöffnet und geschlossen werden. Und zwar komplett kontaktlos. Wie? Einfach eine Hand vor den Sensor halten.

BELADUNGSKERKENNUNG

Diese Option schlägt das passende Reinigungsprogramm zum eingesetzten Pflegegeschirr vor und startet es nach einigen Sekunden automatisch.

AUTOMATIKTÜR MIT FUSSTASTER


Ein Taster, der sich in Bodennähe befindet, mit dem Fuß bedient werden kann und so die Waschkammertür öffnet, ist die perfekte Ergänzung zur Automatiktür mit Handsensor.

Die neue Perle der Pflege – Technik, die mehr Zeit für den Menschen schafft

Das passende Programm auswählen und starten? Übernimmt nun *MEIKO TopLine*. Keine Hand frei, um die Gerätetür zu öffnen? Kein Problem – das geht völlig kontaktlos.* Wenig Zeit und schon auf dem Sprung zum nächsten Patienten? *MEIKO TopLine* signalisiert gut erkennbar, ob das Pflegegeschirr bereits ausgeräumt werden kann.

Entdecken Sie die neue Perle der Pflege: Der erste Steckbeckenspüler mit Assistenzsystem glänzt mit Bedienkomfort, intelligenten Funktionen und zukunftsicheren Einstellungen. Mit allen Wassern gewaschen. Hart im Nehmen. Gerüstet für den Alltag in der Pflege.

Entdecken Sie die neue Perle der Pflege von MEIKO: www.meiko.de/perle





The clean solution

Member of the **MEIKO** GROUP

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · Fax +49 781 6397-6099
www.meiko.de · info.de@meiko.de

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

