



Programma aanduiding

Aanduiding voor Bedrijf,
Onderhoud, Storing

Randspoeling

(voor aparte uitstortunit)
Optie: Waskamerdeurspoeling

Aanduiding

voor Storing of Foutmelding
Technische Dienst informeren
Resetknop
opheffen foutmelding / schakelt
signaal uit

Kortprogramma ①

Normaalprogramma ②

Intensiefprogramma ③

Cursorveld

Cursor ▲ ▼ voor aantal
programma's,
Cursor ◀ ▶ zie
bedieningsvoorschrift