


MEIKO – TopLine Apparecchi automatici di lavaggio e disinfezione

MEIKO TopLine 40

Apparecchio automatico di lavaggio e disinfezione come un modello ad armadio da incasso **sotto un piano di lavoro**.
L'integrazione ideale per un'unità ad armadio già esistente. Il singolo apparecchio presenta un ampio piano di lavoro e di appoggio chiuso.



 Technical drawings of the MEIKO TopLine 40 dishwasher. On the left is a front view showing a width of 900 mm. On the right is a side view showing a height of 900 mm, a depth of 650 mm, and a base width of 600 mm. The base is labeled '600 Gerätetiefe' and '~ 1010'.	Dati tecnici Acqua fredda : R ½ ", 5 – 25 °C Portata : > 18 l/min. Pressione dell'acqua : > 1 bar Acqua calda : R ½ ", 45 -60 °C Portata : > 18 l/min. Pressione dell'acqua : > 1 bar Scarico : DN 100 Installazione elettrica : 3N PE ~ 400V, 50 Hi, 4,6 kW in alternativa: Installazione elettrica : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW Valore di emissione correlato alla postazione di lavoro LpA : 50 dB
--	---

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in seguito ai miglioramenti dei prodotti.