


MEIKO - TopLine Máquinas automáticas de limpieza y desinfección

MEIKO TopLine 20 A

Máquina de limpieza y desinfección con pila, modelo estacionario con zócalo. La unidad es fácil de montar y ofrece múltiples funciones.



 A technical drawing showing the front and side views of the MEIKO TopLine 20 A machine. The front view shows a width of 1000 mm, divided into two 500 mm sections. The side view shows a height of 1730 mm, with a sink depth of 200 mm, a main compartment height of 1174 mm, and a base height of 700 mm. The total width of the base is 880 mm, with a 450 mm section for the main compartment. The drawing also shows the internal components and the door mechanism.	<p>Datos técnicos</p> <p>Agua fría : R ½ ", 5 – 25 °C Flujo : > 18 ltr/min. Presión de la corriente máxima : > 1 bar</p> <p>Agua caliente : R ½ ", 45 – 60 °C Flujo : > 18 ltr/min. Presión de la corriente máxima : > 1 bar</p> <p>Desagüe : DN 100</p> <p>Instalación eléctrica : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW de forma alternativa: Instalación eléctrica : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW</p> <p>Nivel de emisión LpA referido al lugar de trabajo : 50 dB</p>
---	---

Nos reservamos el derecho de modificaciones condicionadas por el avance tecnológico.