


MEIKO - TopLine Máquinas automáticas de limpieza y desinfección

MEIKO TopLine 40 B

Máquina automática de limpieza y desinfección como modelo tipo armario.
Máquina integrada debajo de la encimera.
El complemento ideal del equipo de armario existente con **lavamanos integrado**.



 Technical drawing showing the front and side views of the MEIKO TopLine 40 B machine. The front view shows a width of 900 mm. The side view shows a height of 1250 mm, a depth of 650 mm, and a depth of 600 mm for the cutlery tray (Gerätetiefe). A key symbol is present in the top left corner of the drawing area.	<p>Datos técnicos</p> <p>Agua fría : R ½ ", 5 – 25 °C Flujo : > 18 ltr/min. Presión de la corriente máxima : > 1 bar</p> <p>Agua caliente : R ½ ", 45 – 60 °C Flujo : > 18 ltr/min. Presión de la corriente máxima : > 1 bar</p> <p>Desagüe : DN 100</p> <p>Instalación eléctrica : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW de forma alternativa: Instalación eléctrica : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW</p> <p>Nivel de emisión LpA referido al lugar de trabajo : 50 dB</p>
---	---

Nos reservamos el derecho de modificaciones condicionadas por el avance tecnológico.