


MEIKO – TopLine Automates de nettoyage et de désinfection

MEIKO TopLine 40 B

Automate de nettoyage et de désinfection, modèle placard **pour l'intégration en dessous de la table**. Le complément idéal d'un système de placards déjà existant, **avec lavabo incorporé**.



 <p>Dimensions indiquées : Largeur : 900 Hauteur totale : 1750 Hauteur de la partie inférieure : 1000 Profondeur de la partie inférieure : 600 (Gerdetiefe) Profondeur totale de la partie inférieure : ~1010 Profondeur de la partie supérieure : ~450</p>	<p>Données techniques</p> <p>Eau froide : R ½ ", 5 -25 °C Débit : > 18 l/min. Pression d'écoulement : > 1 bar</p> <p>Eau chaude : R ½ ", 45 -60 °C Débit : > 18 l/min. Pression d'écoulement : > 1 bar</p> <p>Vidange : Installation électrique : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW</p> <p>Alternative : Installation électrique : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW</p> <p>Valeur d'émission LpA relative au poste de travail : 50 dB</p>
--	---

Sous réserve de modification dans le cadre de la poursuite du développement.