


MEIKO – TopLine Apparecchi automatici di lavaggio e disinfezione

MEIKO TopLine 40 B

Apparecchio automatico di lavaggio e disinfezione come un modello ad armadio **da incasso sotto un piano di lavoro**.
L'integrazione ideale per un'unità ad armadio già esistente **con lavabo integrato**.



	<p>Dati tecnici</p> <p>Acqua fredda : R ½“, 5 – 25 °C Portata : > 18 l/min. Pressione dell'acqua : > 1 bar</p> <p>Acqua calda : R ½“, 45 – 60 °C Portata : > 18 l/min. Pressione dell'acqua : > 1 bar</p> <p>Scarico : DN 100</p> <p>Installazione elettrica : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW in alternativa: Installazione elettrica : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW</p> <p>Valore di emissione correlato alla postazione di lavoro LpA : 50 dB</p>
---	--

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in seguito ai miglioramenti dei prodotti.