

MEIKO – TopLine Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Jan. 2005 / SIM

MEIKO SAN 14 / TopLine 40



Kleine **Pflegekombination mit Ausguss und Reinigungs- und Desinfektionsautomat.**
Frontbeschickter Automat mit Arbeits- und Abstellfläche.

Ausschreibungstext und
Projektzeichnung
- siehe beiliegende CD,
oder direkt aus dem MEIKO
PartnerNet herunterladen.

Technische Daten			
Kaltwasser	: R ½“, 5 – 25 °C	Elektro-Installation	: 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW
Durchfluss	: > 18 ltr/min.	alternativ:	
Fließdruck	: > 1 bar	Elektro-Installation	: 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW
Warmwasser	: R ½“, 45 – 60 °C	Arbeitsplatzbezo-	
Durchfluss	: > 18 ltr/min.	gener Emissions-	
Fließdruck	: > 1 bar	wert LpA	: 50 dB
Ablauf	: DN 100		

Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.