


MEIKO - TopLine Máquinas automáticas de limpieza y desinfección

MEIKO SAN 20 BW / TopLine 40



Combinación sanitaria con pila, lavamanos, lavabo y máquina automática de limpieza y desinfección. Combinación con superficie de trabajo grande y un armario espacioso.



Datos técnicos

Agua fría : R ½ ", 5 – 25 °C
Flujo : > 18 ltr/min.
Presión de la corriente máxima : > 1 bar

Agua caliente : R ½ ", 45 – 60 °C
Flujo : > 18 ltr/min.
Presión de la corriente máxima : > 1 bar

Desagüe : DN 100

Instalación eléctrica : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW
de forma alternativa:
Instalación eléctrica : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW

Nivel de emisión LpA
referido al lugar
de trabajo : 50 dB

Nos reservamos el derecho de modificaciones condicionadas por el avance tecnológico.