

Gamma di prodotti KD  
Tecnologia di lavaggio e disinfezione




Gen. 2005 / SIM

## MEIKO – TopLine Apparecchi automatici di lavaggio e disinfezione

### MEIKO SAN 20 BW / TopLine 40



**Unità sluce combinata con svuotatoio, lavabo, lavello e apparecchio automatico di lavaggio e disinfezione.** Combinazione con ampio piano di appoggio e grande spazio nell'armadio.



#### Dati tecnici

Acqua fredda : R ½“, 5 -25 °C  
Portata : > 18 l/min.  
Pressione dell'acqua : > 1 bar

Installazione elettrica: : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW  
in alternativa:  
Installazione elettrica: : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW

Acqua calda : R ½“, 45 -60 °C  
Portata : > 18 l/min.  
Pressione dell'acqua : > 1 bar

Valore di emissione correlato alla postazione di lavoro LpA : 50 dB

Scarico : DN 100

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in seguito ai miglioramenti dei prodotti.