

MEIKO – TopLine Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Jan. 2005 / SIM

MEIKO SAN 24 W / TopLine 40



Pflegekombination mit Ausguss und Reinigungs- und Desinfektionsautomat. **Kombination mit großer Tischfläche** und viel Schrankraum.

Technische Daten

Kaltwasser	: R ½ “, 5 – 25 °C	Elektro-Installation	: 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW
Durchfluss	: > 18 ltr/min.	alternativ:	
Fließdruck	: > 1 bar	Elektro-Installation	: 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW
Warmwasser	: R ½ “, 45 – 60 °C	Arbeitsplatzbezogener Emissionswert LpA	: 50 dB
Durchfluss	: > 18 ltr/min.		
Fließdruck	: > 1 bar		
Ablauf	: DN 100		

Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.