


MEIKO – TopLine Apparecchi automatici di lavaggio e disinfezione

MEIKO SAN 24 W / TopLine 40



Unità sluice combinata con svuotatoio e apparecchio automatico di lavaggio e disinfezione.
Combinazione con ampio piano di appoggio e grande spazio nell'armadio.



Dati tecnici

Acqua fredda : R ½ ", 5 – 25 °C
Portata : > 18 l/min.
Pressione dell'acqua : > 1 bar

Acqua calda : R ½ ", 45 -60 °C
Portata : > 18 l/min.
Pressione dell'acqua : > 1 bar

Scarico : DN 100

Installazione elettrica: : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW
in alternativa:

Installazione elettrica: : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW

Valore di emissione correlato alla
postazione di lavoro LpA : 50 dB

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in seguito ai miglioramenti dei prodotti.