


MEIKO - TopLine Máquinas automáticas de limpieza y desinfección

MEIKO SAN 29 BW / TopLine 40



Combinación sanitaria con pila y máquina automática de limpieza y desinfección. **La unidad grande de longitud ideal y lavabo de dimensiones óptimas.** Todas las tareas de limpieza se realizan de forma óptima en una unidad completa.



Datos técnicos

Agua fría : R ½ ", 5 – 25 °C
Flujo : > 18 ltr/min.

Presión de la corriente máxima : > 1 bar

Agua caliente : R ½ ", 45 – 60 °C
Flujo : > 18 ltr/min.

Presión de la corriente máxima : > 1 bar

Desagüe : DN 100

Instalación eléctrica : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW
de forma alternativa:
Instalación eléctrica : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW

Nivel de emisión LpA
referido al lugar
de trabajo : 50 dB

Nos reservamos el derecho de modificaciones condicionadas por el avance tecnológico.