


MEIKO – TopLine Apparecchi automatici di lavaggio e disinfezione

MEIKO TopLine 40 AT (sportello camera automatico)

Apparecchio automatico di lavaggio e disinfezione come un modello ad armadio da incasso sotto un piano di lavoro. **Apertura e chiusura igieniche tramite interruttore di prossimità a infrarossi** (opzionale a pedale).



	Dati tecnici Acqua fredda : R ½ ", 5 – 25 °C Portata : > 18 l/min. Pressione dell'acqua : > 1 bar Acqua calda : R ½ ", 45 – 60 °C Portata : > 18 l/min. Pressione dell'acqua : > 1 bar Scarico : DN 100 Installazione elettrica : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW in alternativa: Installazione elettrica : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW Valore di emissione correlato alla postazione di lavoro LpA : 50 dB
---	--

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in seguito ai miglioramenti dei prodotti.